

产品信息

AC16-RFP

示踪稳定细胞株

(CellCook cat: CC4030R)

• 形态特征: 成纤维细胞样

生长特征: 贴壁种属: 人源组织来源: 心疾病: 杂交细胞

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, $1x10^6$ cells 活细胞请及时放置于细胞培养箱 $(37^{\circ}C, 5^{\circ}CO_2)$

冻存株出库:

同批次2管, 1x10⁶cells/管 接收后请及时存储于液氮 (-196℃)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- www.cellcook.com





培养条件

DMEM/F12(Gibco cat:11330,或同配方) 12.5%胎牛血清

推荐培养试剂

基础培养基:

DMEM/F12(CellCook cat:CM2012或Gibco cat:11330,同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

配套完全培养基(CellCook cat:CC4030RM)

传代比例: 1:2-1:4传代 (培养面积比)

传代方式:消化3分钟 **换液频率**:每周换液2-3次

倍增时间: 24.49 hours (PubMed=15913645). **冻存液配方**: DMEM/F12+12.5%FBS+10%DMSO

难度等级: + **培养要点:** 暂无

特征特性:该细胞由转染SV40的成人原代心室细胞及尿苷缺陷型、去除线粒体 DNA的人纤维细胞融合后分离建系。表达SV40大T抗原、βMHC和CX-43。

药筛:通过慢病毒感染的方式将携带荧光的基因片段整合进细胞基因组,使细胞表达荧光蛋白,在荧光显微镜下可以进行观察,标记后的细胞非常容易进行追踪检测。由于是用慢病毒转染的方式,导致细胞荧光表达量的不确定性,为增强细胞荧光表达量可进行抗性筛选。

正常培养过程中定期(一个月2-3次或频率自定)用终浓度4ug/mL的嘌呤霉素追加筛选,冻存后复苏也建议可以追加筛选一次,不需要培养过程中每天都加药。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
AC16	Х	9,11,12	12,13	11,13	9,11	10,11,12	7,8,9.3	11	16,18