



## 产品信息

# HePa1-6-RFP

## 示踪稳定细胞株 (CellCook cat: CC9009R)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 小鼠源
- **组织来源:** 肝
- **疾病:** 肝细胞癌

## 规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1x10<sup>6</sup>cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱  
(37°C, 5%CO<sub>2</sub>)

冻存株出库:

同批次2管, 1x10<sup>6</sup>cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

## 使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- [www.cellcook.com](http://www.cellcook.com)



赛库公众号



赛库微信小程序

## 培养条件

DMEM,high glucose(Gibco cat:11995,或同配方) 10%胎牛血清

### 推荐培养试剂

基础培养基:

DMEM,high glucose(CellCook:CM2016或Gibco cat:11995,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC9009RM\)](#)

**传代比例:** 1:3传代 (培养面积比)

**传代方式:** 消化3分钟

**换液频率:** 3-4天换液一次

**倍增时间:** 26.99 +- 1.93 hours (PubMed=28152020); ~30 hours (DSMZ).

**冻存液配方:** DMEM,high glucose+10%FBS+10%DMSO

**难度等级:** +

**培养要点:** 暂无

**特征特性:** 此细胞株源自C57/L小鼠中引发的BW7756肝癌; 表达AFP、α1抗胰蛋白酶、淀粉酶; 鼠痘病毒阴性。此细胞可以在无血清的培养基中繁殖, 培养基成分是: DMEM,75%; Waymouth' s MAB 87/3培养基, 25%。添加3x10<sup>-8</sup>M硒。

**药筛:** 通过慢病毒感染的方式将携带荧光的基因片段整合进细胞基因组, 使细胞表达荧光蛋白, 在荧光显微镜下可以进行观察, 标记后的细胞非常容易进行追踪检测。由于是用慢病毒转染的方式, 导致细胞荧光表达量的不确定性, 为增强细胞荧光表达量可进行抗性筛选。

正常培养过程中定期 (一个月2-3次或频率自定) 用终浓度4ug/mL的嘌呤霉素追加筛选, 冻存后复苏也建议可以追加筛选一次, 不需要培养过程中每天都加药。

### STR位点信息:

STR Profile	1-1	1-2	2-1	3-2	4-2	5-5	6-4	6-7	7-1
Hepa 1-6	14,15,16	13	14	10	18,3,19,3	17	18,19	15	25,2
STR Profile	8-1	11-2	12-1	13-1	15-3	17-2	18-3	19-2	X-1
Hepa 1-6	15	16	17	17,1	17,18,19	14	16,17	10,11	25